

LUQUET & DURANTON

CATALOGUE ÉTIQUETTES PERFUSION / POUSSE-SERINGUE

L'identification des pousses-seringues/perfusions est fiable et le suivi des patients en devient plus sûr et efficace.



Des produits de qualité fabriqués dans nos locaux en Rhone-Alpes.



Pourquoi nous choisir ?

- Luquet & Duranton est une entreprise avec 126 ans d'expertise dans la fabrication et la distribution d'imprimés et de façonnés techniques.

- Une équipe technique est à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet, pole-etiq@luquet-duranton.fr

Aurélié : 06 45 10 97 54

Marie Jo : 06 45 10 96 76

- Une fabrication française.

- Vous pouvez faire une demande d'échantillon gratuit :



Nous vous proposons 3 supports possibles :


Bobines



Cartouches



Planches



Nous pouvons fabriquer des formats sur-mesure

Pour nous contacter :

✉ Email

☎ Téléphone

pld@luquet-duranton.fr

04 75 69 20 50

www.luquet-duranton.fr



Zone a retirer			
Médicament :	Voie	Etiquette Patient	
Conc./Dose: mL	VolT: ml		
Solvant :			
Débit :	ml/h ou variable <input type="checkbox"/>		
Préparé le :	Par :		
H.Début :	H.fin :		

33479

Bobine PSE 250 étiquettes 40x130 nom du médicament avec bande transparente
nom du médicament - dose totale/volume total - H de début - Débit - date - préparé par
+ zone étiquette patient
Avec perforation



Zone a retirer			
NOM DU MEDICAMENT-DOSE TOTALE / VOLUME TOTAL		Etiquette Patient ou Nom / Prénom / Date de naissance	
H. DE DEBUT :	DEBIT : ml/h		
<input type="checkbox"/> H. Variable	<input type="checkbox"/> D.Variable		
DATE :	Préparé par :		

33528

Bobine PSE 250 étiquettes 40x130 médicament avec bande transparente
médicament - voie -Con.dose mL Vol - Solvant - Débit ml/h ou variable - Préparé le par - H de début - H de fin
+ zone étiquette patient
Avec perforation



Nom Patient :	
Dosage/ Dilution :	
Voie :	Durée :
Date : / / et h	de préparation
Préparée par :	

C33820/B31840

Cartouche de 400 étiquettes 28x70mm
nom patient - neutre blanc - dosage - voie - date - préparée par
Adhésif permanent



Nom Patient :	
Dosage/ Dilution :	
Voie :	Durée :
Date : / / et h	de préparation
Préparée par :	

C31499/B31995

Cartouche de 400 étiquettes
nom patient - neutre blanc - dosage + logo Attention - voie - date - préparée par
Adhésif permanent



Nom Médicament :	
Dosage :	Voie : Débit :
Date préparation : / / eth.....	
Heure de début :h et fin de perfh	
Préparée par :	

C34135/B32394

Cartouche de 400 étiquettes 28x70mm
nom médicament - dosage - voie - débit - date - H - préparée par
Adhésif permanent



Médicament :	
Dosage/Dilution :	
H début :	Débit jour :mL/h
Voie :Débit nuit :mL/h	
Préparé par :leEtiquette Patient	

C32953/B32951

Cartouche de 400 étiquettes 28x70mm
médicament - dosage/dilution - h début - débit jour - voie - débit nuit - préparée le - par
Adhésif permanent



Préparée par :	
Patient :	
Produit/dose :	
Durée :	
Date :	H : Voie :

C32833/B30683

Cartouche de 400 étiquettes 28x70mm
préparée par-patient - produit - date
Adhésif permanent



Le :H début :H fin :
 Voie :Dosage:Débit:ml/h
 Médicament :
 Préparé par :
 Etiquette Patient

C32952/B32950
 Cartouche de 400 étiquettes 28x70mm
 PERFUSION : Le - h début - h fin Voie - dosage - débit -
 médicament - préparée par
 Adhésif permanent



Nom Prénom Patient :
 Traitement :
 Dosage/Dilution :
 Date : / / et h de préparation
 Préparée par :

C33982/B32392
 Cartouche de 400 étiquettes 28x70mm
 NOM PRENOM PATIENT - Traitement
 Adhésif permanent



Médicament :
 Concentration finale:
 Voie : Heure Prépa :
 Préparé par :Le :
 Durée : Débit
 Nom Prénom :N° chambre :

C33954/B33953
 Cartouche de 400 étiquettes 28x70mm
 médicament - concentration finale - voie - heure
 prépa - nom - prénom - n° chambre
 Adhésif permanent



Nom prénom :
 Médicament/Dose. : Voie :
 Concentration :/ml Vol. T :/ml
 Débit :ml/h Débit variable
 Début : Fin :
 Préparé le :Par :

C34894/B34893
 Cartouche de 400 étiquettes 28x70mm
 nom - prénom - médicament - dose - débit
 Adhésif permanent



Méd./Dose:		Voie :		Etiquette patient
Concentration :	/ml	Vol.T :	ml	
Solvant :		Vol.:	ml	
Débit :	ml/h	<input type="checkbox"/> Débit variable		
Début :	Fin :			
Préparé le :	Par :			

C32498/B32495
 Cartouche de 170 étiquettes PSE BLANCHES
 28x125mm
 médicament/dose - voie - concentration - solvant -
 débit - début - fin - préparé par
 Perforation
 Adhésif permanent



Nom Médicament :
 Dosage :Voie : Débit :
 Date préparation :/...../..... eth.....
 Heure de début :h et fin de perfh
 Préparée par :

33734
 Bobine de 500 étiquettes 32x70mm
 nom médicament - dosage - voie - débit - date - H -
 préparée par
 Adhésif permanent



Nom du médicament :
 Voie d'administration :
 Date :/...../.....
 Heure de préparation :h.....
 Heure de début :h..... et fin de perfusion :h.....
 Débit :
 Préparé par :

32395
 Bobine de 500 étiquettes 32x70mm
 nom médicament - voie adm - date - H - débit -
 préparée par
 Adhésif permanent



Médicament :
Dosage/Dilution :
.....
Voie : Date :
H. de début : H. de fin :
Débit :
Préparé par :

32912
Bobine de 500 étiquettes 32x70mm
médicament - dosage/dilution - voie - date - heure
début - heure fin - débit préparé par
Retrait texte 1,5 cm pour colle Etiquette patient
Adhésif permanent



Nom-Prénom :

Médicament (DCI / dose / voie) :

.....
DateH.....Préparé par

33889
Bobine de 500 étiquettes 32x70mm
nom - prénom - médicament (DCI/Dose/Voie) - date
- H - préparée par
Adhésif permanent



Nom prénom :
Traitement :

Dosage/dilution :
Voie : Débit :mL/h
H de préparation.....Date : / /20
H début : H fin :
Préparé par :

33170
Bobine de 500 étiquettes 32x70mm
nom - prénom - traitement - dosage/dilution - voie -
débit - date - H - débit préparée - date - H début - H
fin - préparé par
Adhésif permanent



Id Patient :

Produit ajouté (nom + dosage) :

Date de pose :

De H à H

Id IDE :

31982
Bobine de 500 étiquettes 40x70mm
impression ID patient - produit ajouté (nom+dosage)
Adhésif permanent



DCI :

Dose :

Date de pose :

Heure de pose :

Date et H de préparation :

Signature IDE :

Rajouter étiquette patient

33256
Bobine de 500 étiquettes 40x70mm
impression NOIRE
DCI - dose - date de pose - heure de pose - rajouter
étiquette patient
Adhésif permanent



GARDE VEINE

Heure de pose :

Nom IADE :

31984
Bobine de 500 étiquettes 40x70mm
garde veine - heure - nom IADE



Médicament :

Dose / Vol. dilution :

Voie :

Date :/...../.....

H de début :

Débit :ml/h

32379
Bobine de 500 étiquettes 40x70mm
Impression NOIRE
médicament - dose - voie - date - H début - débit
Adhésif permanent



Nom	Prénom
Composition de la Perfusion	
Voie :	
Préparée à	heure
Posée à	heure
Durée, Débit :	
Préparé par :	Le

33473

Bobine de 500 étiquettes 40x70mm

Impression NOIRE

nom - prénom - composition de la perfusion - voie - préparée à - posée à - durée, débit - préparé par Adhésif permanent



Nom Patient :
Médicament :
Dosage / Dilution :
Voie :
Date :/...../..... eth..... de préparation
Préparé par :
Vérifié par :

32393

Bobine de 500 étiquettes 32x70mm

nom patient - médicament - voie - dosage - date - H - préparé par - vérifié par

Adhésif permanent



Nom Patient :
Dosage / Dilution :
Voie :
Date :/...../..... eth..... de préparation
Préparé par :
Vérifié par :

30681

Bobine de 500 étiquettes 32x70mm

nom patient - dosage - voie - date - H - préparé par - vérifié par

Adhésif permanent



Nom prénom :
Traitement :
Dosage/dilution :
Voie :
H de préparation.....
Date : / / 20
H début : H fin :
Débit :mL/h
Préparé par :

33172

Bobine de 500 étiquettes 40x90mm

Impression NOIRE

nom prénom - traitement - dosage - voie - date - H début - débit - préparé par

Adhésif permanent



ETIQUETTE PATIENT	
Traitement :	
Dosage/Dilution :	
Voie :	
H. de début : H. de fin :	
Préparé par :	
Le : Heure :	

30351

Bobine de 1000 étiquettes 75x52mm

etiquette patient - traitement

Adhésif renforcé



Nom :
Prénom :
Traitement :
Dosage/Dilution :
Voie :
H. de début : H. de fin :
Préparé par :
Le : Heure :

34234

Bobine étiquettes 75x52mm

nom - prénom - traitement

Adhésif renforcé



Etiquette Patient	
Médicament :	
Dosage/Dilution :	
Voie :	
H début : H Fin :	
Débit :mL/h	
Préparé par :	
Date :	

33716

Bobine de 1000 étiquettes 78x60mm

1 couleur

étiquette patient

Avec perforation



Etiquette Patient

PCA

Molécule :

Voie :

Qté totale de la molécule :

Volume du réservoir :

Concentration :

Date et heure de pose :

35055
 Bobine de 1000 étiquettes 78x60mm
 Etiquette Patient PCA
 PCA - molécule - voie - qté totale de la molécule - volume
 du réservoir - concentration - date et heure de pose
 Velin adhésif permanent
 Avec perforation



MEDICAMENT :

Voie :

Préparé par : le / /

H de préparation : H

H de début : H de Fin : H

PATIENT :
 Nom/Prénom patient :

Date de naissance : / /

35604
 Bobine de 1000 étiquettes 78x60mm
 1 couleur
 Perfusion
 Velin adhésif permanent
 Avec perforation



Etiquette Patient

Molécule :

Dosage/Dilution :

Solvant :

Voie :

H Début : H Fin :

Débit :

Prép par : le :

33717
 Bobine de 1000 étiquettes 120x48mm
 Couleur «Etiquette Patient»
 Velin adhésif permanent
 Avec perforation



Etiquette patient

Médicament : nom de spécialité et dosage

Dose : Voie :

Durée Perf : Débit :

POSE Date : H :

Initiales IDE :

31775
 Bobine de 1000 étiquettes 65x70mm
 Poches injectables
 Impression noire
 Velin adhésif permanent



Voie :	Voie :	Voie :
Etiquette patient SOLUTE : Nom du médicament : Vol (ml) : Dose :	Etiquette patient SOLUTE : Nom du médicament : Vol (ml) : Dose : MaHR	Etiquette patient SOLUTE : Nom du médicament : Vol (ml) : Dose : MaHR
Débit : m/h Début : Fin : Préparé le : Par :	Débit : m/h Début : Fin : Préparé le : Par :	Débit : m/h Début : Fin : Préparé le : Par :

32501 - Neutre
 Bobine de 500 étiquettes 102x130mm
 Perfusion blanches
 Adhésif permanent



32502 - MaR jaune
 32503 - MaHR orange

Voie :

Etiquette patient

SOLUTE :
Nom du médicament :
Vol (ml) :
Dose :

Débit : m/h
Début : Fin :
Préparé le : Par :

34843
 Bobine de 500 étiquettes 100x85mm
 Perfusion blanches
 Adhésif permanent



Etiquette Patient

Médicament :

Dosage/Dilution :

Voie :

Préparé par : le / /

Débit : mL/h




H de préparation :

H de début : H de Fin : H

35490
 Bobine de 500 étiquettes 100x85mm
 1 couleur
 étiquette patient + fond jaune
 Velin adhésif permanent
 Avec perforation



Exemples de nos planches d'étiquettes (sur-mesure) :



32298
Boîte de 200 planches
70x73,80mm
12 étiquettes

25737
Boîte de 500 planches
63x72mm
12 étiquettes

32668
Boîte de 500 planches
52x72mm
12+1 étiquettes

32667
Boîte de 500 planches
29x95mm
18 étiquettes

Luquet & Duranton, à travers ses trois pôles techniques (pôle imprimés et façonnés techniques, étiquettes et identitovigilance) est référencé : RAMSAY, ELSAN, CAHP, HELPEVIA, RESAH, HACOM, UNIHA

LUQUET & DURANTON

 Email

pld@luquet-duranton.fr
www.luquet-duranton.fr

 Téléphone

04 75 69 20 50

 Adresse

Luquet & Duranton
2 route de Californie
07100 Annonay

Luquet et Duranton est une entreprise avec plus de 126 ans d'expertise dans la fabrication et la distribution d'imprimés et de façonnés techniques. Elle agit principalement auprès du secteur médical, des administrations et de l'industrie. La société est organisée sous forme de 3 pôles d'activités : pôle façonnés, pôle connexe et pôle correspondance.